

# COMCORD

Fibre dentaire moderne

La seule fibre dentaire au monde intégrant un composite  
Permettant un modelage deux fois plus rapide qu'avec les  
fibres de verre traditionnel.

Une pièce= [longueur 60 mm + 2x 5mm | largeur  $2,5 \pm 0,2$  mm | épaisseur  $0,7 \pm 0,1$  mm]



## Indication

Les restaurations prothétiques fixes en composite :  
(Couronnes, bridges, inlays, onlays).

Attelles de stabilisation dentaire (temporaires  
et permanentes).

Contention orthodontique.

Attelles de stabilisation dentaire avec restauration d'une  
édentations unitaire.

## Mode emploi

Gravant et appliquant un système adhésif.

Comcord prêt à l'emploi : coupé, façonné, polymérisé.

Si vous utilisez une méthode indirecte (protéger les dents avec de la vaseline ou une digue en caoutchouc).

Si vous utilisez une méthode directe (isoler le champ opératoire de toute contamination par le sang et la salive).

Polymériser par section ne dépassant pas 5 à 8 mm.

Durée de validité (24 mois).

Conservez à une  $t^{\circ}$  inférieure à  $25^{\circ}$ , S'il est conservé à une  $t^{\circ}$  entre  $3^{\circ}$  et  $5^{\circ}$  préserve toutes ses propriétés jusqu'à 3 mois



Comcord : rapidité d'exécution.

Doit être coupé avec sa gaine protectrice orange.

(Ne pas retirer de façon prématurée la protection orange).

Une teinte proche de aII et durcit parfaitement sous la lumière visible bleue d'une lampe dentaire standard (longueur d'onde entre 400 et 500 nm).

Chaque segment doit être exposé au rayonnement lumineux pendant environ 20 à 30 secondes. En cas de doute sur la pénétration complète de la lumière le temps d'exposition peut être prolongé jusqu'à 40 secondes.