

ETCHGEL

Gel de mordançage dentaire contenant 36 % d'acide Ortho-phosphorique, rincé facilement, ne se désintègre pas [ce qui permet une élimination complète]

disponible en seringue :

2,6 g + 2 embouts applicateurs

6,5 g + 2 embouts applicateurs

13 g + 2 embouts applicateurs

60g+ 3 seringues accessoires + 50 embouts applicateurs



Indication

Mordançage de l'émail et/ou de la dentine.

Avant la pose de scellements des fissures.

Avant la réalisation de restaurations à base de composites chémo-polymérisables et photo-polymérisable.

Avant la mise en place d'appareils orthodontiques fixes.

Mode emploi

Seringue /2.6g/6.5g/13g sont prés a l'emploi.

Dévisser le bouchon est fixer applicateur. Assurer vous que le système fonctionne en extrudant une petite quantité. Commencer à traiter le patient. Une fois application terminer dévisser et jeter applicateur utilisé. Reboucher la seringue. Pour la Seringue/60g [Visser la seringue auxiliaire sur le connecteur luer -lock de la grande seringue. Appuyer sur le piston de la grande seringue et transférer la quantité du gel souhaite dans la seringue auxiliaire. Dévisser la seringue auxiliaire. Replacer le bouchon sur la grande seringue. Tourner l'embout de la seringue vers le haut et tapoter pour évacuer les bulles d'aire. Replacer le bouchon sur la seringue auxiliaire].

Durée de validité (36mois) Protéger contre les dommages mécaniques.

Conserver a une t° inferieur a 25°. Ne pas surchauffer ne pas congeler



ETCHGEL: Leader du marché des mordançant

Consistance gélifiée, ce qui permet une application précise du produit. La forme en gel garantit que le produit reste en place et ne se déplace pas vers des zones non désirés, minimisant ainsi le risque d'erreurs. Couleur : bleu marine.

La préparation ne laisse pas de taches sur les dents.