

GLAZE

FLACON 3ml, résine photo-polymérisable.

Un lissage et une brillance comparable à celle des dents naturelles, sans besoin de long polissage.

Compatible avec tous les matériaux de restauration,

Photo-polymérisables, auto-polymérisables,

Ciments, verre ionomères.



INDICATION

Utilisée Dans des applications telles que :

Obturations, inlays/onlays, couronnes, bridges, gouttières de contention, prothèses fixes.

[Attention, Une teinte jaune peut apparaitre à toute épaisseur, si la polymérisation est insuffisante.

[Il faut appliquer la couche la plus fine possible et bien la polymériser].

Mode emploi

Sans l'application d'un système de collage.

Étalant glaze uniformément pour que la surface soit aussi lisse que possible. En couche plus épaisse que 0.5mm, Polymériser selon le tableau.

Durée de validité (36mois).

Conserver a une t° inferieur a 25C°. Ne pas exposer directement au soleil. Utiliser uniquement par les dentistes et prothésistes.



GLAZE: Lissage et brillance immédiates.

Une surface lisse sans avoir à réaliser un polissage long.

La vitesse de polymérisation varie selon le type de lampe.

Halogène / led (500-800 mW/cm²) ,40 secondes.

Led (>800 mW/cm²) ,30 secondes.

Peut être appliqué sur la porcelaine.

Glaze ne contient pas de solvant.