

NEXT

Seringue 4g

Composite photo polymérisable universel.

15 couleurs [rose et bleu sont uniques].

[Seringue ergonomique permet d'ouvrir, de fermer et d'extruder le composite en une seule main].



Indication

Cavités des classes I, II, III, IV et V selon black.

Attelles de stabilisation dentaire permanente

Attelles de stabilisation dentaire temporaire

Réparation de restaurations prothétiques en composite
et en acrylique

Mode emploi

Choisir la couleur, mordantage, adhésif.

Ouvrir la seringue et prélever le matériau à l'aide de spatule. La partie non utilisée doit être protégée de la lumière, refermer immédiatement.

Obturer la cavité par couche et photo polymérisé.

Si la destruction est profonde next couvre le fond.

Durée de validité (36 mois).

Protéger contre les dommages mécaniques.

Conserver à une t° inférieure à 30° . S'il est conservé à une t° plus basse, ramener à une t° ambiante avant utilisation.



NEXT:

Application fluide, précise et lisse.

Micro-hybride.

Parfaitement visible sur les clichés Radiographiques.

La teneur en charges minérales est de 78% en poids.

Le taux de retrait de polymérisation d'environ 1,7%.

Utilisés avec tous les systèmes adhésifs.