


FLOW-COLOR

Composite fluide photo-polymérisable.

Disponible en 9 couleurs non dentaires.

Teinte gingivale= [rose+rouge+couleurs dentaires]



Indication

Cavités de black de classes I, II, III, IV et V.

Scellement de puits, Fissures et ouvertures à la surface --
des dents permanentes et des dents de lait.

Première couche de composite sous les restaurations
provisaires.

Marquage du canal après un traitement endodontique

Mode emploi flow-color

Mordançage, l'adhésif. Dévisser le bouchon fixé applicateur jetable, commencer à traiter le patient.

Durée de validité (24 mois).

Conserver a moins 30°.S'il est conservé a une t° plus basse, ramener t°ambiante avant utilisation.



FLOW-COLOR: La couleur fait la différence

-9 couleurs a 1g : **bleu**, **rose**, **vert**, **violet**, **rouge**, **jaune**, **blanc**, **noir**, **orange**.

-Le retrait de polymérisation entre 2,5% et 3,5% en volume. (Selon la couleur, le retrait le plus faible concerne le rose, le bleu et le violet).

-Utilisé avec tous les systèmes adhésifs.